


一次性使用输尿管导引鞘

DISPOSABLE URETERAL GUIDE SHEATH

一次性使用输尿管导引鞘

DISPOSABLE URETERAL GUIDE SHEATH



适用范围

该产品适用于内窥镜下泌尿外科手术，以帮助扩张输尿管建立通道，便于内窥镜和相关手术器械插入取出以及液体注射。

产品特点

柔软平顺

- 柔性尖端，连接口平滑过渡，保护输尿管和器械免受损伤，进出安全便捷



连接口平滑过渡

表面处理工艺

- 独特表面处理工艺，有效减少损伤，降低炎症反应

亲水超滑

- 内外双亲水涂层，避免尿路损伤，利于结石碎片排出

高效

- Y型负压吸引，碎石同时清石，提高手术效率



准确

- 尖端显影，定位清晰，准确



尖端显影

规格多样

- 满足临床实际不同需求

安全

- 刚性外鞘，有效降低术中冲水压，提高安全性

型号区分	型号规格			
直型	ZSR-UA-1035	ZSR-UA-1045	ZSR-UA-1135	ZSR-UA-1145
	ZSR-UA-1235	ZSR-UA-1245	ZSR-UA-1335	ZSR-UA-1345
	ZSR-UA-1435	ZSR-UA-1445	ZSR-UA-1235A	ZSR-UA-1245A
	ZSR-UA-1435A	ZSR-UA-1445A		
Y型	ZSR-UAY-1035	ZSR-UAY-1045	ZSR-UAY-1135	ZSR-UAY-1145
	ZSR-UAY-1235	ZSR-UAY-1245	ZSR-UAY-1245B	ZSR-UAY-1335
	ZSR-UAY-1345	ZSR-UAY-1435	ZSR-UAY-1445	ZSR-UAY-1235A
	ZSR-UAY-1245A	ZSR-UAY-1435A	ZSR-UAY-1445A	
W型	ZSR-UAW-1035	ZSR-UAW-1045	ZSR-UAW-1135	ZSR-UAW-1145
	ZSR-UAW-1235	ZSR-UAW-1245	ZSR-UAW-1335	ZSR-UAW-1345
	ZSR-UAW-1435	ZSR-UAW-1445	ZSR-UAW-1235A	ZSR-UAW-1245A
	ZSR-UAW-1435A	ZSR-UAW-1445A		



东莞市正生瑞生物医学科技有限公司

地址：广东省东莞市清溪镇三中村委会太湖村清风路448号

销售电话：0769-87328976 邮编：523651

邮箱：sales@zsrbiomsdical.com

www.zsrbiomsdical.com

